


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf6 Pour If/Cci Et Elisa - Q9Y4K3

Numéro d'article: CM0016826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRAF6 humain (SWISS Q9Y4K3), adapté pour IF/CCI et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche dans la signalisation immunitaire et la différenciation des ostéoclastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	7189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 150 de TRAF6 humain (NP_004611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4K3
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace