


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4K3

Numéro d'article: CM0021268



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TRAF6 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier la fonction de l'ubiquitine ligase et les voies de signalisation NF- κ B. Spécifique et fiable pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TRAF6
Remarques/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espèce	Humain
ID du Gène	7189
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-150 de TRAF6 humain (NP_004611.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4K3
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace