


Anticorps Monoclonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Pour Wb, Elisa - Q86Vp1

Numéro d'article: CM0003477



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour les études sur l'immunité innée et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8887
GeneID	8887
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 690-789 de TRAF6BP/TAX1BP1 humain (Q86VP1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86VP1
Poids Protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace