


Anticorps Polyclonal Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q86Vp1

Numéro d'article: CM0022950



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO3). Convient pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF- κ B, l'autophagie et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF6BP/TAX1BP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8887
GeneID	8887
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 709-789 de TRAF6BP/TAX1BP1 humaine (NP_006015.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q86VP1
Poids Protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace