

Anticorps Polyclonal Anti-Traf7 Pour Wb, Elisa - Q6Q0C0

Numéro d'article: CM0013999



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant TRAF7 humain (Q6Q0C0) pour les applications WB et ELISA. Réactivité croisée validée : humain. Idéal pour les recherches sur l'immunité innée, l'inflammation et les voies de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RFWD1 ; RNF119 ; CAFDADD ; TRAF7
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	84231
ID du gène	84231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-400 de TRAF7 humain (NP_115647.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6Q0C0
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace