

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Q0C0

Numéro d'article: CM0031023



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-TRAF7 est destiné aux applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec la protéine TRAF7 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur l'ubiquitine ligase, l'immunité innée et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-TRAF7
Remarques/Alias	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84231
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6Q0C0
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace