

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf7 Pour Western Blot Et Elisa - Q6Q0C0

Numéro d'article: CM0024362



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRAF7 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le TRAF7 humain avec une réactivité croisée chez le rat. Idéal pour étudier les voies de l'immunité innée, de l'inflammation et de l'apoptose. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-TRAF7
Remarques/Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	84231
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-400 du TRAF7 humain (NP_115647.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q6Q0C0
Poids Moléculaire de la Protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace