


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trafd1 Pour Wb, Elisa - O14545

Numéro d'article: CM0013168



### Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-TRAFD1 détecte le TRAFD1 humain (FLN29) par WB et ELISA. La cible est un régulateur négatif des voies innées TLR4/RLH, utile pour la recherche sur l'inflammation et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Spécification        | Détail                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TRAFD1 pAb de lapin                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | FLN29; TRAFD1                                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| ID du gène (Humain)  | 10906                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la TRAFD1 humaine (NP_006691.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                          |
| SWISS                | O14545                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 65kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |