

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tram1 Pour Wb - Q15629

Numéro d'article: CM0013531

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRAM1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour l'étude du translocation des protéines du RE, de la réponse aux protéines mal repliées et de l'évasion immunitaire virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 305-374 de TRAM1 humain (NP_055109.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15629
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace