


Anticorps Polyclonal Anti-Transcobalamine-1 (Tcn1) Pour Wb, Elisa - P20061

Numéro d'article: CM0028443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Transcobalamine-1 humaine (TCN1/Haptocorrine). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport de la vitamine B12 et de la protection gastro-intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TCN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HC, TC1, TCI, TC-1, TCN1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-280 de la TCN1 humaine (NP_001053.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
Accès SWISS	P20061
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace