


Anticorps Monoclonal Anti-Facteur De Transcription Ap-2-Alpha (Tfap2A) Pour Wb, Elisa - P05549

Numéro d'article: CM0007491



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin produit contre un peptide synthétique localisé dans la région des acides aminés 50-150 du Facteur de transcription AP-2-alpha humain (P05549). Validé pour les applications WB et ELISA ; réagit de façon croisée avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Rabbit mAb
Remarques / Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7020
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence localisée dans la région des acides aminés 50-150 de l'Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) humain (P05549).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05549
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace