

Anticorps Polyclonal Anti-Transferrine Pour Wb, If, Elisa - P02787

Numéro d'article: CM0014425



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la Transferrine humaine (Sérottransferrine), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend idéal pour les études sur le transport du fer, la capture cellulaire du fer et l'homéostasie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Transferrin Rabbit pAb
Remarques/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7018
Identifiant du gène	7018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 355-698 de la Transferrine humaine (NP_001054.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02787
Poids moléculaire de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace