

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Transferrine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02787

Numéro d'article: CM0002746



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin de haute qualité cible la Transferrine humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. C'est un outil essentiel pour la recherche sur le métabolisme du fer, le cancer et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Transferrine
Remarques / Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrine
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7018
GeneID	7018
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Transferrine humaine (P02787)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02787
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace