


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Numéro d'article: CM0005489



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la Transglutaminase 2 (TGM2) humaine validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de la réticulation des protéines, de l'apoptose et de la modification de la chromatine. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Transglutaminase 2 (TGM2) mAb de lapin
Remarques/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7052
GeneID	7052
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 438-687 de la Transglutaminase 2 (TGM2) humaine (NP_004604.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21980
Poids moléculaire	77kDa
Expédition	Sac de glace