


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Numéro d'article: CM0017608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Transglutaminase 2 (TGM2) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé dans les études sur l'apoptose, la modification de la chromatine et la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Transglutaminase 2 (TGM2) Lapin pAb
Remarques/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7052
GeneID	7052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 299-548 de la Transglutaminase 2 humaine (TGM2) (NP_945189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21980
Poids Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace