

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Transcétolase (Tkt) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

Numéro d'article: CM0030874



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Transcétolase (TKT) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la voie des pentoses phosphates et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TKT Rabbit pAb
Remarques/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7086
Identifiant du gène	7086
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la TKT humaine (NP_001128527.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29401
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace