

Anticorps Polyclonal Anti-Translin (Tsn) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Numéro d'article: CM0023167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Translin humaine (TSN, C3PO) ; validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; détecte une protéine d'environ 26 kDa. Idéal pour la recherche sur les translocations chromosomiques et le RISC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TSN Rabbit pAb
Remarques/Alias	C3PO ; RCHF1 ; TBRBP ; TRSLN ; BCLF-1 ; REHF-1 ; TSN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7247
GeneID	7247
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Translin humaine, NP_004613.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15631
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace