


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Transthyrétine (Ttr) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

Numéro d'article: CM0015194



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Transthyrétine (TTR) humaine, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport des hormones thyroïdiennes et la recherche sur l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-TTR
Remarques/Alias	CTS ; TTN ; ATTR ; CTS1 ; PALB ; TBPA ; HEL111 ; HsT2651 ; TTR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7276
GeneID	7276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-147 de la TTR humaine (NP_000362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02766
Poids Moléculaire Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace