

Anticorps Polyclonal Anti-Trap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12931

Numéro d'article: CM0025890



Introduction

L'anticorps polyclonal TRAP1 Lapin pAb cible la protéine TRAP1 humaine (HSP75, HSP90L). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur les chaperons mitochondriaux et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSP75 ; HSP 75 ; HSP90L ; TRAP-1 ; TRAP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10131
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12931
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace