

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trap1 Pour Wb Et Elisa - Q12931

Numéro d'article: CM0011147



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît spécifiquement la TRAP1 humaine (HSP75), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins, ce qui le rend adapté aux études de chaperonnes mitochondriales et à la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TRAP1
Remarques/Alias	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Espèce	Humain
GeneID	10131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la TRAP1 humaine (Q12931)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12931
Poids protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace