

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trap1 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Numéro d'article: CM0012712



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TRAP1 validé, détecte la HSP75 humaine et murine. Convient pour WB, IP, IF, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale et le métabolisme des cancers.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HSP75 ; HSP 75 ; HSP90L ; TRAP-1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10131
ID du gène	10131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 445-704 de la TRAP1 humaine (NP_057376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q12931
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace