

Anticorps Polyclonal Anti-Trap1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12931

Numéro d'article: CM0029452



Introduction

Le pAc de Lapin TRAP1 est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Il cible la chaperonne mitochondriale TRAP1, impliquée dans la fonction mitochondriale et le métabolisme cancéreux. Idéal pour la recherche en oncologie et en stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10131
ID de Gène	10131
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 445-704 du TRAP1 humain (NP_057376.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12931
Poids Protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace