

Anticorps Polyclonal Anti-Trappc10 Pour Wb, Elisa - P48553

Numéro d'article: CM0030642

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TRAPPC10 humain, une sous-unité du complexe TRAPP II, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, convient pour la recherche sur le trafic de l'appareil de Golgi et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRAPPC10 Lapin pAb
Remarques/Alias	EHOC1; GT334; TMEM1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7109
GeneID	7109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du TRAPPC10 humain (NP_003265.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P48553
Poids Protéique	142kDa
Expédition	Sac de glace