

Anticorps Monoclonal Anti-Trappc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P0Di81

Numéro d'article: CM0003156

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant TRAPPC2/Sedlin humain. Validé pour le western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur le transport vésiculaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRAPPC2 Lapin mAb
Remarques/Alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6399
GeneID	6399
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de TRAPPC2 humain (P0Di81)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0Di81
Poids de la Protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace