

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trappc2 (Sedl) Pour Wb, Elisa - P0Di81

Numéro d'article: CM0015992

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRAPPC2 (SEDL) humain, 16 kDa. Adapté pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains ; l'immunogène couvre la séquence complète 1-140. Idéal pour les études sur le transport vésiculaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | TRAPPC2 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias             | SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2                                                              |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)             | 6399                                                                                                                         |
| GeneID                      | 6399                                                                                                                         |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du TRAPPC2 humain (NP_055378.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité Croisée          | Humain                                                                                                                       |
| SWISS                       | P0Di81                                                                                                                       |
| Poids Moléculaire Protéique | 16kDa                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                 |