

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trappc6A Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75865

Numéro d'article: CM0020873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRAPPC6A validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur la biogenèse des mélanosomes et le transport vésiculaire. Approvisionnement tout-en-un auprès de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAPPC6A Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRS33; TRAPPC6A
Espèce	Humaine
GeneID	79090
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 173 de la TRAPPC6A humaine (NP_077013.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	O75865
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace