

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trappc6B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sz2

Numéro d'article: CM0016118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine TRAPPC6B humaine, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur le trafic intracellulaire et le développement précoce du circuit neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAPPC6B Rabbit pAb
Remarques / Alias	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	122553
GeneID	122553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de la TRAPPC6B humaine (NP_803235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86SZ2
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace