

Anticorps Monoclonal Anti-Trem1 Pour Fc - Q9Np99

Numéro d'article: CM0009183



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TREM1 humain (CD354), validé pour la cytométrie en flux. Détecte les formes de ~18kDa et ~26kDa. Pour la recherche sur l'immunité innée, l'inflammation et le choc septique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human TREM1 mAb
Remarques/Alias	CD354 ; TREM-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54210
GeneID	54210
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-200 du TREM1 humain (NP_061113.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NP99
Poids de la protéine	18kDa/26kDa
Expédition	Sac de glace