

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trem1 Pour If/Cci, Elisa - Q9Np99

Numéro d'article: CM0019328



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine TREM1 (CD354) humaine. Validé pour les applications d'IF/CCI et d'ELISA. Protéine de 26 kDa. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les réponses inflammatoires, incluant les études sur le choc septique et l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TREM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD354; TREM-1; TREM1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54210
GeneID	54210
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine TREM1 humaine (NP_061113.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NP99
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac isotherme