


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trem2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc2

Numéro d'article: CM0014586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le TREM2 humain (Q9NZC2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie de la microglie et la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TREM2
Remarques/Alias	PLOSL2 ; TREM-2 ; Trem2a ; Trem2b ; Trem2c ; TREM2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54209
ID du gène	54209
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-161 du TREM2 humain (NP_061838.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZC2
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace