

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trex1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Nsu2

Numéro d'article: CM0004784



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TREX1 validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme. Cible une ADN exonucléase de 33 kDa impliquée dans l'autoimmunité et la dégradation de l'ADN des micronoyaux. Outil essentiel pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TREX1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-314 de TREX1 humain (Q9NSU2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NSU2
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac isothermique