

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trex1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

Numéro d'article: CM0028136



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TREX1 validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte TREX1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Celle de l'exonucléase 3'-5' TREX1 (Q9NSU2), critique pour la dégradation de l'ADN et la régulation de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TREX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERN3; RVCLS; TREX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11277
GeneID	11277
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du TREX1 humain (NP_057465.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NSU2
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace