

Anticorps Polyclonal Anti-Trh Pour Wb, If-P, Elisa - P20396

Numéro d'article: CM0026053

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la pro-hormone de libération de la thyroestimuline (TRH) humaine. Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Poids moléculaire prédit ~27 kDa. Pour la recherche sur l'axe HPT et la croissance des cheveux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TRH Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRF ; Pro-TRH ; TRH
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7200
ID du gène	7200
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 25-230 de la TRH humaine (NP_009048.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20396
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace