

Anticorps Polyclonal Anti-Trh Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20396

Numéro d'article: CM0015326

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TRH humain (pro-thyréolibérine). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient les études sur la sécrétion de TSH et la biologie du follicule pileux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRH Lapin pAb
Remarques/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7200
GeneID	7200
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 143-242 du TRH humain (NP_009048.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20396
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace