

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trhr Pour Wb, Elisa - P34981

Numéro d'article: CM0020252



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRHR de haute qualité validé pour Western blot et ELISA. Cible le récepteur de l'hormone libérant la thyrotrophine humaine (P34981), un GPCR impliqué dans la régulation thyroïdienne. Idéal pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRHR Rabbit pAb
Remarques / Alias	CHNG7; TRH-R; TRHR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7201
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-398 de la TRHR humaine (NP_003292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P34981
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace