


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trib1 Pour Wb, Elisa - Q96Ru8

Numéro d'article: CM0014166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute spécificité ciblant le TRIB1 humain pour les applications de Western blot et ELISA. Utile pour les études de différenciation myéloïde et de dégradation de CEBPA. Détecte TRIB1, également connu sous le nom de GIG-2/SKIP1, avec un poids moléculaire de 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10221
GeneID	10221
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 203-372 du TRIB1 humain (NP_079471.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96RU8
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace