

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Trib3 Pour Wb Et Elisa - Q96Ru7

Numéro d'article: CM0012081

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant TRIB3 humain. Validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour les études sur l'apoptose et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRIB3 Lapin mAb
Remarques/Alias	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57761
GenelD	57761
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de TRIB3 humain (Q96RU7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96RU7
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace