

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trif / Ticam1 Pour Wb, Elisa - Q8Iuc6

Numéro d'article: CM0016146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIF/TICAM1 humain (aa 180-280). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, la signalisation des TLR et les études antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIF / TICAM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF / TICAM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	148022
GeneID	148022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-280 de TRIF / TICAM1 humain (NP_891549.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IUC6
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace