

Anticorps Polyclonal Anti-Trim17 Pour Western Blot Et Elisa - Q9Y577

Numéro d'article: CM0020302

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIM17 humain (ligase E3 de l'ubiquitine). Compatible avec le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies d'ubiquitination, d'apoptose neuronale et d'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM17 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RBCC ; terf ; RNF16 ; TRIM17
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51127
ID du gène	51127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280 à 477 de TRIM17 humain (NP_057186.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9Y577
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace