

Anticorps Polyclonal Anti-Trim23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P36406

Numéro d'article: CM0030403



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TRIM23 humain (ARD1/ARFD1/RNF46), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour l'étude des voies de l'autophagie, de l'ubiquitination et de l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM23 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	373
GeneID	373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de TRIM23 humain (NP_001647.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36406
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace