


Anticorps Polyclonal Anti-Trim24 Pour Wb, Elisa - O15164

Numéro d'article: CM0016610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM24 de haute qualité, validé pour la WB et l'ELISA. Cible TRIM24 humain, un coactivateur transcriptionnel et une ligase E3 de l'ubiquitine jouant des rôles clés dans la réponse aux dommages de l'ADN, l'immunité innée et le cancer. Idéal pour les développeurs de dispositifs de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM24 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600 à 820 de TRIM24 humain (NP_056989.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15164
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace