


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trim24 Pour Wb, Elisa - O15164

Numéro d'article: CM0003170



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique contre TRIM24, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le TRIM24 humain, souris et rat (117kDa). Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription, la réponse aux dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM24 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PTC6; TF1A; TIF1; RNF82; TIF1A; hTIF1; TIF1ALPHA; TRIM24
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8805
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 du TRIM24 humain (O15164).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15164
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace