

Anticorps Monoclonal Anti-Trim25 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Numéro d'article: CM0010782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant TRIM25 humain (Q14258), validé pour western blot, IHC, IF, IP et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée, la signalisation antivirale et l'ubiquitination. Détection fiable de la protéine de 71 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] TRIM25 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7706
GeneID	7706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-379 de TRIM25 humain (NP_005073.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14258
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace