

Anticorps Polyclonal Anti-Trim25 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Numéro d'article: CM0016903



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIM25 humain (Q14258), une ligase E3 de l'ubiquitine/de l'ISG15 essentielle à l'immunité innée. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation antivirale et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM25 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EFP ; Z147 ; RNF147 ; ZNF147 ; TRIM25
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7706
ID du gène	7706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190 à 379 de TRIM25 humain (NP_005073.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q14258
Poids moléculaire	71 kDa
Expédition	Sac de glace