

Anticorps Polyclonal Anti-Trim29 Pour Wb, Elisa - Q14134

Numéro d'article: CM0028330



Introduction

Cet anticorps polyclonal cible le TRIM29 humain (ATDC), un régulateur clé de l'immunité innée, validé pour le Western blot et l'ELISA. Il réagit avec des échantillons humains et de souris, aidant la recherche sur les réponses aux infections virales et bactériennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRIM29 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATDC; TRIM29
Espèce	Humain
GeneID	23650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 309-588 du TRIM29 humain (NP_036233.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14134
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace