

Anticorps Polyclonal Anti-Trim29 Pour Wb, Elisa - Q14134

Numéro d'article: CM0025008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRIM29 humain (ATDC), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'immunité innée et l'activation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin TRIM29
Remarques/Alias	ATDC; TRIM29
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23650
GeneID	23650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 309-588 du TRIM29 humain (NP_036233.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14134
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace