


## Anticorps Polyclonal Anti-Trim31 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q9Bzy9

Numéro d'article: CM0014909



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIM31, une E3 ubiquitine ligase régulant la réponse immunitaire antivirale et l'inflammation. Validé pour WB, IF/CCI, ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | TRIM31 pAb de lapin                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| ID du gène (Humain)  | 11074                                                                                                                             |
| ID du gène           | 11074                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-425 de la TRIM31 humaine (NP_008959.3) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Applications         | WB, IF/CCI, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                    |
| SWISS                | Q9BZY9                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 48 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |