

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim32 Pour Wb, Elisa - Q13049

Numéro d'article: CM0026044



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRIM32 (E3 ubiquitine ligase) pour WB et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'immunité innée, de l'autophagie et de la dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TRIM32 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	22954
Identifiant de gène	22954
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la protéine TRIM32 humaine (NP_036342.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q13049
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace