

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim38 Pour Wb Et Elisa - 000635

Numéro d'article: CM0028646

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TRIM38 humain, adapté aux applications de Western blot et ELISA. Efficace pour étudier les réponses immunitaires innées et les voies ubiquitine-protéasome. L'immunogène correspond aux acides aminés 266-465 du TRIM38 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRIM38 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF15 ; RORET ; TRIM38
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	10475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 266-465 du TRIM38 humain (NP_006346.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O00635
Poids Moléculaire de la Protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace