

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim39 Pour Wb, Elisa - Q9Hcm9

Numéro d'article: CM0027402



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TRIM39 validé pour WB et ELISA. Détecte le TRIM39 humain, une ligase E3 ubiquitine impliquée dans l'apoptose, la régulation du cycle cellulaire et la signalisation NF- κ B. Idéal pour la recherche en cancérologie et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRIM39 Lapin pAb
Remarques/Alias	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56658
GeneID	56658
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du TRIM39 humain (NP_067076.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HCM9
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace